

Hướng dẫn cài đặt **Mr.TA for Doctor**

Version 2022


Tương thích HĐH Windows 10





DOWNLOAD PHẦN MỀM

Bước 1: Truy cập web site www.mrta.vn bằng bất cứ trình duyệt web nào trên máy tính cá nhân của bạn như Firefox, Chrome, Safari hay Cococ.




Hình 1: Giao diện trang chủ Mr.TA

Xin lưu ý: Có thể tại thời điểm bạn đăng nhập có nhiều người cùng đăng nhập trang web làm ảnh hưởng đến tốc độ hiển thị trang chủ. Nếu nhận thấy trang web thực thi chậm xin vui lòng chờ trong vài giây để nội dung được hiển thị đầy đủ.

Bước 2: Chọn liên kết **Dùng Thử** trên thanh menu chính của trang web. (Trong trường hợp nếu trình duyệt của bạn dấu menu chính vào một icon có 3 gạch xin vui lòng nhấn vào icon đó và chọn Dùng Thử trong danh sách liệt kê ngay phía trên nút Liên hệ)

Bước 3: Click chuột vào nút **Đăng ký & download** bên dưới icon *Bạn đang sử dụng HĐH Windows*. Trình duyệt Web sẽ thông báo bạn việc đang download file OnlineSetup.exe và lưu trữ chúng vào thư mục Downloads trên máy tính của bạn (thông thường thư mục này được tạo ở đường dẫn This PC > Local Disk (C:) > Users > [tên của bạn] > Download.



Hình 2: Giao diện website trang Dùng thử.




CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Trong phần 1 bạn đã được hướng dẫn cách để download phần mềm từ máy chủ thông qua trang web mrta.vn. Nếu bước download ở trên được thực hiện đúng, hệ điều hành Windows bạn đang sử dụng sẽ có một file có tên **OnlineSetup.exe** trong thư mục Downloads và có icon nhận dạng là logo Mr.TA.

Bước 4: Để cài đặt phần mềm **Mr.TA for Doctor** bạn chỉ cần nhấn đúp chuột vào file **OnlineSetup.exe** trong thư mục Downloads.

Chúng tôi bảo đảm rằng ứng dụng này không chứa bất cứ một tiến trình nguy hại nào thâm nhập vào máy tính cá nhân của bạn. Vì thế nếu bạn đã sẵn sàng và tin tưởng để cài đặt ứng dụng Mr.TA for Doctor vào máy tính




Hình 3: Windows 10 tự động bật tính năng bảo mật để tránh các ứng dụng nguy hại cho máy tính của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng HĐH Window 10 và mới hơn, một màn hình xanh cảnh báo **Window Protected your PC** (xem hình 3) sẽ xuất hiện để cảnh báo bạn chạy cài đặt các ứng dụng từ file .exe . (Đây là cách cài đặt một phần mềm bất kỳ của hệ điều hành nay trước khi Windows 10 xuất hiện).

Bước 5: Nhấn vào link **More info** trên màn hình xanh để hiển thị chức năng **Run anyway**

Bước 6: Nhấn vào nút **Run anyway**



Hình 4: Màn hình yêu cầu download và cài đặt thêm .Net Framework 3.5


Nếu trên máy tính của bạn chưa bao giờ cài đặt ứng dụng cần sử dụng framework .Net phiên bản 3.5 của Microsoft thì sau khi nhấn nút Run anyway Windows sẽ bật một cửa sổ thông báo cần **Download and install this feature** (xem hình 4). Ứng dụng Mr.TA for Doctor được xây dựng dựa trên nền tảng .NET 3.5 của Microsoft, nên thông thường HĐH không mặc định có sẵn .NET framework này khi cài đặt vì thế nếu lần đầu cài

đặt bạn sẽ nhận thông báo này để cài đặt bộ hỗ trợ ứng dụng.

Bước 7: Nhấn vào nút **Download and install this feature**

Bước cài đặt thêm Framework 3.5 này sẽ mất rất nhiều thời gian do hệ thống vừa download công cụ này từ máy chủ của Microsoft vừa thực hiện tác vụ cài đặt chúng lên máy tính của bạn. Một thanh trạng thái màu xanh sẽ xuất hiện để báo cho bạn khi nào ứng dụng được download và cài đặt xong. Tương tự như cảnh báo ban đầu, nếu đường truyền Internet của bạn không nhanh, bạn vui lòng chờ một khoảng thời gian để máy tính hoàn tất tiến trình này. Bạn có thể để ứng dụng cài đặt và chuyển màn hình sang ứng dụng khác để tiếp tục làm việc mà không ảnh hưởng gì đến tiến trình cài đặt này. Khi hệ thống thông báo hoàn tất

việc cài đặt, bạn cũng có thể không cần thiết phải khởi động lại máy và chỉ cần quay lại bước 4.



Hình 5: Màn hình hiển thị trạng thái download và cài đặt Framework 3.5


Bước 8: Nhấn vào nút **Close** sau khi Windows báo cài đặt xong Framework 3.5 và hiển thị màn hình thông báo. Bạn không cần phải khởi động lại máy theo chỉ dẫn mà chỉ cần cài đặt lại ứng dụng bằng cách chỉ cần quay lại bước 4. Tức nhấn vào file **OnlineSetup.exe** trong thư mục Downloads để cài đặt lại phần mềm **Mr.TA for Doctor**

Bước 9: Khi màn hình cài đặt phần mềm Quản lý phòng mạch Mr.TA xuất hiện, bạn nhấn vào nút Tiếp tục để tiến hành quá trình cài đặt chính thức phần mềm này (xem Hình 6)



Hình 6: Màn hình thông báo bắt đầu tiến trình cài đặt phần mềm Mr.TA for Doctor.


Bước 10: Nhấp vào nút **Tiếp tục** sau thông báo của phần mềm



Hình 7: Hai màn hình hiển thị bước 10 và bước 11 của tiến trình cài đặt ứng dụng

Bước 11: Nhấn vào nút **Chọn** để bạn thay đổi đường dẫn vị trí thư mục sẽ chứa các file mà phần mềm cần có. Mặc định ứng dụng chọn thư mục E:\QLPM\ vì đây thường là thư mục dùng riêng của bạn và có toàn quyền chép dữ liệu lên đó mà không cần phải thiết lập thêm.


Lưu ý quan trọng: Trong trường hợp bạn chọn một thư mục mà Hệ điều hành không cho phép bạn có quyền cao nhất để ghi dữ liệu lên thư mục hoặc ổ đĩa được chọn, phần mềm cài đặt sẽ báo lỗi cùng với lỗi gốc của hệ điều hành (xem hình 8)



Hình 8: Ứng dụng không thể tiếp tục cài đặt nếu bạn chọn ổ đĩa mà ở đó bạn không có quyền ghi dữ liệu vào

Khi nhận được thông báo này, không còn cách nào khác là bạn phải nhấn nút Quit và quay lại bước 4 trong tiến trình cài đặt. Khi hệ thống không cho phép thực hiện quyền ghi dữ liệu thì mọi tiến trình cài đặt không thể thực hiện tiếp tục.

Bước 12: Nhấn nút **Tiếp tục** khi màn hình thông báo đã cài đặt xong và nhấn nút Kết thúc trong màn hình tiếp theo khi tiến trình cài đặt phần mềm thành công.



Hình 9: Hai màn hình kết thúc tiến trình cài đặt của phần mềm Mr.TA for Doctor

Sau khi cài đặt hoàn tất một icon Mr.TA for Doctor sẽ xuất hiện trên Desktop của bạn. Để bắt đầu chạy phần mềm việc đơn giản chỉ cần Click chuột vào icon này và điền vào các thông tin mà bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc các bạn hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật cung cấp.



Đối với các tài khoản **demo** thông thường các nhân viên kinh doanh hoặc cộng tác viên đã có sẵn và bạn chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin với người trực tiếp giới thiệu ứng dụng cho bạn để được hỗ trợ.

Lưu ý: Trong một số trường hợp nhập key. Có thể cùng một lúc có số lượng các PC được tạo mới tăng vọt nên hệ thống cập nhật key sẽ báo đầy hoặc vượt quá ngưỡng khởi tạo. Trong trường hợp này, xin bạn vui lòng chờ chúng tôi khởi tạo key mới theo quy trình nội bộ và việc này có thể sẽ không thực hiện được ngay lập tức sau quá trình cài đặt của bạn.



KÍCH HOẠT VÀ CHẠY ỨNG DỤNG


Ngay sau khi bạn Click chuột vào icon Mr.TA trên Desktop ngay lập tức ứng dụng yêu cầu bạn điền thông tin vào để kích hoạt phần mềm trong lần chạy đầu tiên. Ứng dụng sẽ kết nối đến máy chủ quản lý Key (mã kích hoạt) để xác thực key cho người dùng. Trong trường hợp người dùng sử dụng đúng mã kích hoạt được cung cấp, màn hình thông báo Kích hoạt thành công sẽ hiển thị. Bạn nhấn OK để đóng màn hình này và bắt đầu bước cấu hình để kết nối đến máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu.



Hình 10: Màn hình thông báo đã kích hoạt thành công Key cho phần mềm

Bước 13: Nhấn **OK** khi màn hình báo Kích hoạt thành công.

Bước 14: Cấu hình kết nối bạn sẽ nhập các thông tin bắt buộc để có thể đăng nhập



Hình 11: Màn hình khai báo kết nối máy chủ DB sử dụng cho ứng dụng

Lưu ý: Có nhiều gói và giải pháp kết nối khác nhau đáp ứng cho nhu cầu và qui mô của từng phòng khám. Đối với tài khoản demo bạn sẽ được nhân viên kỹ thuật hoặc kinh doanh cung cấp các thông tin kết nối demo dùng chung với tất cả các phòng khám khác. Phần mềm không giới hạn bất cứ chức năng nào trong phiên bản demo, tuy nhiên nhiều người sẽ dùng chung một kho dữ liệu nên khả năng dữ liệu của bạn bị xóa là rất cao.

Bước 15: Nhấn nút **Lưu** sau khi gõ vào thông tin kết nối và sau đó nhấn nút **Đóng** khi phần mềm thông báo đã lưu thành công. (Nếu mọi khai báo kết nối thành công, sau khi nhấn nút Đóng bạn nên Tắt phần mềm và Chạy lại để hệ thống tự động kết nối cho các lần chạy sau)

Bước 16: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản demo bằng cách chọn Đơn vị sử dụng là **“PHÒNG KHÁM DEMO”** Tên đăng nhập là **mrta** và mật khẩu mặc định cho account demo này là **admin**.

Lưu ý: Như đã đề cập ở các bước trên, do phần mềm không giới hạn chức năng và mọi người cùng dùng chung một tài khoản nên việc bạn đổi mật khẩu có thể ảnh hưởng đến những người dùng khác cũng đang sử dụng demo. Trong trường hợp bạn muốn kiểm tra chức năng đổi mật khẩu xin vui lòng đổi lại mật khẩu mặc định sau khi kiểm tra chức năng đó đã hoạt động tốt.

PM Quản Lý Phòng Mạch - PHÒNG KHÁM DEMO

Người dùng

Danh mục

Chức năng

Thống kê

Hệ thống

Khám bệnh

Thanh toán DV

Bán thuốc

Nhập thuốc

Hồ sơ BN

Lịch hẹn

Tổng hợp

Thêm

Sửa

Xem Trước

In

RFID

Thông tin bệnh nhân

Họ và tên

Giới tính

Điện thoại

Tuổi

Thông tin đăng ký khám

Bác sĩ

Lý do

Ghi chú

Đăng ký khám

Chờ khám (0)

Đã khám (0)

Hủy khám (0)

Nhập vào để tìm ...

(Tìm theo mã,tên và sdt bệnh nhân)

F7-Xóa

STT	Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Giới tính	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Điện thoại	Địa chỉ	Tiền sử bệnh	Ghi chú	Tag ID
-----	--------------	---------------	-----------	-----------	-------------	------------	---------	--------------	---------	--------

Số dòng trên trang 100

Tất cả

Lùi

1 / 0

Tới

Có tổng cộng 0 bệnh nhân.

Tổng hợp

Khám bệnh

Bệnh nhân

Đang xem: Chức năng > Hồ sơ BN

Ngày 1 tháng 1 năm 2023 ,2:23:42 SA

Hình 12: Màn hình chức năng sau khi đăng nhập phần mềm thành công

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm phần mềm **Mr.TA for Doctor**. Chúc các bạn có những trải nghiệm dùng thử phần mềm thành công và cảm nhận được tính đơn giản, tiện lợi và hiệu quả của chúng khi áp dụng cho công việc của mình.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của bạn. Hãy chia sẻ các ý kiến trực tiếp với nhân viên kinh doanh, kỹ thuật hoặc bất cứ ai liên lạc với bạn để hỗ trợ quá trình dùng thử.

Mọi thông tin liên lạc xin vui lòng gửi về các hộp thư điện tử sau:

BP. Kinh Doanh: kinhdoanh@mrta.vn

BP. Kỹ thuật: hotrokythuat@mrta.vn